


E 457

Tillbehör

för optimal placering av demonterbara MIC-instrument.

EAN: 4002512067331 / Materialnummer: 04618030 / Gamla materialnummer: 69545702D



- Passar t.ex. för 12 handtag och för arbetsinlägg
- Botten av trådflätverk med 3 mm maskvidd, sidorna slutna
- Fastsvetsad hållare för 8.12 handtag, variabel indelning
- Utrustad med 3 fack för lagring och fästning

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Tillbehör för MIC-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	192
Ytermått, nettobredd i mm	490
Ytermått, nettodjup i mm	62
Ytermått, bruttohöjd i mm	120
Ytermått, bruttbredd i mm	320
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	1,75
Bruttovikt i kg	2,02