

E 800  
Tillbehör  
för optimal placering av 3 trådkorgar eller rondsålar.



- Utrustad med 4 hållare
- Kan användas i över- och underkorg

EAN: 4002512087773 / Materialnummer: 04637720 /  
Gamla materialnummer: 69580001D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats för trådkorg	•
Ställ för rondsålar/skålar	•
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av rondsålar	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Kapacitet</b>	
Rondsålar [antal]	3
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Yttermått, nettohöjd i mm	165
Yttermått, nettobredd i mm	140
Yttermått, nettodjup i mm	290
Yttermått, bruttohöjd i mm	190
Yttermått, bruttbredd i mm	195
Yttermått, bruttdjup i mm	430
Nettovikt i kg	0,29
Bruttovikt i kg	0,50