


E 803

Tillbehör

för optimal placering av öron- och nässpekula



- 160 fack ca. 13 x 13 mm
- Maskvidd botten: 1,7 mm
- Kan användas i över- och underkorg

EAN: 4002512087735 / Materialnummer: 04637750 / Gamla materialnummer: 69580301D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Tillbehör för ÖNH-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	160
Användningsområde	
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	63
Ytermått, nettobredd i mm	165
Ytermått, nettodjup i mm	317
Ytermått, bruttohöjd i mm	80
Ytermått, bruttbredd i mm	220
Ytermått, bruttodjup i mm	450
Nettovikt i kg	1,25
Bruttovikt i kg	1,30