

U 800
Underkorg
för optimal placering av diverse korgar och tillbehör.



- Lastning vid kombination med O 800 eller O 801/2 (vardera 295 mm)

EAN: 4002512123785 / Materialnummer: 04660930 / Gamla materialnummer: 69180002D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
Produktkategori	
Insats	•
Underkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av OP-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	62
Ytermått, nettobredd i mm	385
Ytermått, nettodjup i mm	505
Ytermått, brutt höjd i mm	155
Ytermått, bruttbredd i mm	450
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	1,50
Bruttovikt i kg	1,80