

U 800  
Underkorg  
för optimal placering av diverse korgar och tillbehör.



- Lastning vid kombination med O 800 eller O 801/2 (vardera 295 mm)

EAN: 4002512123785 / Materialnummer: 04660930 / Gamla materialnummer: 69180002D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7831	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats	•
Underkorg	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av OP-instrument	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	62
Ytermått, nettobredd i mm	385
Ytermått, nettodjup i mm	505
Ytermått, bruttohöjd i mm	155
Ytermått, bruttbredd i mm	450
Ytermått, bruttodjup i mm	540
Nettovikt i kg	1,50
Bruttovikt i kg	1,80