

E 464  
Hållare  
för injektordysa E 454 Ø 13 x 65 mm.



- Utrustad med en fjäder för höjdjustering

EAN: 4002512173018 / Materialnummer: 04837600 / Gamla materialnummer: 69746401D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Hållare	•
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	65
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Diameter i mm	13
Nettovikt i kg	0,04
Bruttovikt i kg	0,05