

E 464
Hållare
för injektordysa E 454 Ø 13 x 65 mm.



- Utrustad med en fjäder för höjjustering

EAN: 4002512173018 / Materialnummer: 04837600 /
Gamla materialnummer: 69746401D

Produkttilhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltilhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Hållare	•
Injektordysa	•
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	65
Yttermått, bruttohöjd i mm	12
Yttermått, bruttbredd i mm	80
Yttermått, bruttdjup i mm	120
Diameter i mm	13
Nettovikt i kg	0,04
Bruttovikt i kg	0,05