

E 460

Tillbehör

för optimal rengöring av diverse MIC-instrument.



- Passar för optikenheter av varierande längd
- Maskvidd botten 8 x 1 mm, sidor/lock 7 x 7 x 3 mm
- Utrustad med 3 hållare för placering av 2 rigida optikenheter

EAN: 4002512183383 / Materialnummer: 04861390 / Gamla materialnummer: 69546001D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Tillbehör för MIC-instrument	•
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	53
Ytermått, nettobredd i mm	100
Ytermått, nettodjup i mm	430
Ytermått, bruttohöjd i mm	95
Ytermått, bruttbredd i mm	170
Ytermått, bruttdjup i mm	550
Nettovikt i kg	0,71
Bruttovikt i kg	0,94