

E 466

Injektordysa

för optimal placering av Rubens-blåsor 8 x 333 mm.



EAN: 4002512223744 / Materialnummer: 04966620 / Gamla materialnummer: 69746601D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av anestesiiinstrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	333
Ytermått, bruttohöjd i mm	140
Ytermått, bruttbredd i mm	260
Ytermått, bruttodjup i mm	150
Diameter i mm	8
Nettovikt i kg	0,85
Bruttovikt i kg	1,00