

E 930

Tillbehör

för optimal placering av upp till 36 OP-skor upp till storlek 44.



- Passar för insats E 975/2 på det nedre planet
- Utrustad med 36 hållare, höjd 280 mm

EAN: 4002512257145 / Materialnummer: 05001360 / Gamla materialnummer: 69593001D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för OP-skor	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av OP-skor	•
<b>Kapacitet</b>	
OP-skor [antal]	36
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	289
Ytermått, nettobredd i mm	586
Ytermått, nettodjup i mm	752
Ytermått, bruttohöjd i mm	350
Ytermått, bruttbredd i mm	770
Ytermått, bruttodjup i mm	1000
Nettovikt i kg	3,65
Bruttovikt i kg	5,70