

DGGL 1

Tillagningskär, hålat
för alla ångugnar DG förutom DG 7000.

EAN: 4002512309219 / Materialnummer: 05001370 / Gamla materialnummer: 22996084D



- För tillagning av grönsaker, fisk, kött och potatis utan sky
- Perfekt för upptining av frysta livsmedel
- Kapacitet: 1,5 l, nyttovolym: 0,9 l
- Yttermått B x D x H: 325 x 176 x 40 mm
- Proffstillbehör tillverkat i Europa