

## DGG 3

Tillagningskär, ohålat  
för alla ångugnar DG förutom DG 7000.

EAN: 4002512309233 / Materialnummer: 05001400 / Gamla materialnummer: 22996086D



- För tillagning av maträtter i såser, sky och vatten
- Till exempel pasta, ris, soppor och gratänger
- Kapacitet: 4,0 l, nyttovolym: 3,1 l
- Yttermått B x D x H: 325 x 265 x 65 mm
- Proffstillbehör tillverkat i Europa