

E 468

Tillbehör

för optimal placering av diverse utrustning.



- Av svetsgaller/rostfritt stål, med lock och indelning
- Maskvidd 5 x 5 x 1 mm

EAN: 4002512277280 / Materialnummer: 05043640 / Gamla materialnummer: 69546801D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Trådkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av anestesiiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	76
Ytermått, nettobredd i mm	170
Ytermått, nettodjup i mm	250
Ytermått, brutthöjd i mm	100
Ytermått, bruttbredd i mm	205
Ytermått, bruttodjup i mm	315
Nettovikt i kg	0,67
Bruttovikt i kg	0,82