

E 484
Tillbehör
för placering av diverse utrustning.



- Trådflätverk 1,4 mm, maskvidd 8 mm
- Kan förses med dessa hållare: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

EAN: 4002512398718 / Materialnummer: 05109190 /
Gamla materialnummer: 69548401D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Ställ för rondsålar/skålar	•
Användningsområde	
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av diverse objekt	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Kapacitet	
OP-skor [antal]	16
Skålar [antal]	4
Rondsålar [antal]	9
Andningsskyddsmasker [antal]	9
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	150
Ytermått, nettobredd i mm	470
Ytermått, nettodjup i mm	480
Ytermått, brutthöjd i mm	560
Ytermått, bruttbredd i mm	180
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	2,98

E 484
Tillbehör
för placering av diverse utrustning.

EAN: 4002512398718 / Materialnummer: 05109190 /
Gamla materialnummer: 69548401D
Bruttovikt i kg

3,78

