

E 485
Ställ
för optimal placering av 3 rondskålar.



EAN: 4002512398725 / Materialnummer: 05109210 / Gamla materialnummer: 69548501D

Produkttilhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltilhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Ställ för rondskålar/skålar	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av rondskålar	•
Kapacitet	
Rondskålar [antal]	3
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	195
Ytermått, nettobredd i mm	80
Ytermått, nettodjup i mm	464
Ytermått, bruttohöjd i mm	70
Ytermått, bruttbredd i mm	280
Ytermått, bruttodjup i mm	505
Nettovikt i kg	0,41
Bruttovikt i kg	0,56