


E 487

Ställ

för optimal placering av 4 OP-skor upp till en höjd på 280 mm.



EAN: 4002512398749 / Materialnummer: 05109250 / Gamla materialnummer: 69548701D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Tillbehör för OP-skor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av OP-skor	•
Kapacitet	
OP-skor [antal]	4
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	280
Ytermått, nettobredd i mm	464
Ytermått, nettodjup i mm	10
Ytermått, bruttohöjd i mm	470
Ytermått, bruttbredd i mm	470
Ytermått, bruttodjup i mm	25
Nettovikt i kg	0,37
Bruttovikt i kg	0,52