


E 488

Ställ

för optimal placering av andningskyddsmasker.



- Passar för 3 andningskyddsmasker

EAN: 4002512398756 / Materialnummer: 05109260 / Gamla materialnummer: 69548801D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av diverse objekt	•
Kapacitet	
Andningskyddsmasker [antal]	3
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	31
Ytermått, nettobredd i mm	240
Ytermått, nettodjup i mm	210
Ytermått, bruttohöjd i mm	75
Ytermått, bruttbredd i mm	280
Ytermått, bruttdjup i mm	510
Nettovikt i kg	0,27
Bruttovikt i kg	0,39