

AUF 1

Hållare

för en optimal rengöring av roterande instrument i överkorg O 177/1.



- Består av: tätning, gängad hylsa, klämma
- Hållarnederdel, hållaröverdel, 5 filterplattor

EAN: 4002512427517 / Materialnummer: 05159510 / Gamla materialnummer: 68551101D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	80
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	100
Nettovikt i kg	0,60
Bruttovikt i kg	0,94
Bipack	
FP Filterplatta	•