

ADS 1

Silikonadapter

för placering av roterande instrument vid användning av AUF 1 eller AUF 2.



- För hand- och vinkelstycken/
turbiner med Ø ca. 20 mm
- Vit

EAN: 4002512427548 / Materialnummer: 05159530 / Gamla materialnummer: 68751301D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Silikon
Färg	Vit.
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	21
Ytermått, nettobredd i mm	32
Ytermått, nettodjup i mm	32
Ytermått, bruttohöjd i mm	170
Ytermått, bruttbredd i mm	230
Ytermått, bruttdjup i mm	350
Diameter i mm	33
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,02