

ADS 2

Silikonadapter

för placering av roterande instrument vid användning av AUF 1 eller AUF 2.



- För hand- och vinkelstycken/
turbiner med Ø ca. 16 mm
- Grön

EAN: 4002512427555 / Materialnummer: 05159540 / Gamla materialnummer: 68751401D

Produkttilhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltilhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Silikon
Färg	Grön
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	21
Ytermått, nettobredd i mm	32
Ytermått, nettodjup i mm	32
Ytermått, brutt höjd i mm	170
Ytermått, bruttbredd i mm	230
Ytermått, bruttdjup i mm	350
Diameter i mm	33
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,01