

E 702

Modul

för ökning av kapaciteten med ytterligare två trådkorgar.



- Ytterligare ett plan för insats E 525/2 eller E 701/2
- För placering av ytterligare 2 stycken DIN-trådkorgar

EAN: 4002512400831 / Materialnummer: 05221490 / Gamla materialnummer: 69570201D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Övriga tillbehör/övriga moduler	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av OP-instrument	•
<b>Kapacitet</b>	
DIN-trådkorgar [antal]	2
SPRI-trådkorgar [antal]	1
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	560
Ytermått, nettobredd i mm	160
Ytermått, nettodjup i mm	530
Ytermått, brutt höjd i mm	610
Ytermått, bruttbredd i mm	260
Ytermått, bruttdjup i mm	535
Nettovikt i kg	3,50
Bruttovikt i kg	4,50