

E 702

Modul

för ökning av kapaciteten med ytterligare två trådkorgar.

EAN: 4002512400831 / Materialnummer: 05221490 / Gamla materialnummer: 69570201D



- Ytterligare ett plan för insats E 525/2 eller E 701/2
- För placering av ytterligare 2 stycken DIN-trådkorgar

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör/övriga moduler	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av OP-instrument	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	2
SPRI-trådkorgar [antal]	1
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	560
Ytermått, nettobredd i mm	160
Ytermått, nettodjup i mm	530
Ytermått, brutt höjd i mm	610
Ytermått, bruttbredd i mm	260
Ytermått, bruttodjup i mm	535
Nettovikt i kg	3,50
Bruttovikt i kg	4,50