

E 713

Insats

för placering av 2 DIN-containrar inkl. lock samt 4 trådkorgar på 3 plan.



- Utrustad med 2 inbyggda spolarmar
- Lastningsmått för de enskilda planen skiljer sig åt
- Magnetlist för automatisk vagnigenkänning (utan magneter ML)
- Utrustad med en anslutning för 5 ihåliga instrument
- Utrustad med en anslutning för varmluftstorkning

EAN: 4002512401944 / Materialnummer: 05221550 / Gamla materialnummer: 69571301D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagnar för insatser	•
Vagnar för behållare	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av containrar	•
<b>Kapacitet</b>	
DIN-trådkorgar [antal]	4
SPRI-trådkorgar [antal]	2
DIN-containrar, höjd 15 cm [antal]	2
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	530
Ytermått, nettobredd i mm	575
Ytermått, nettodjup i mm	600
Ytermått, brutt höjd i mm	560
Ytermått, bruttbredd i mm	640
Ytermått, bruttdjup i mm	680
Nettovikt i kg	9,70
Bruttovikt i kg	10,00
<b>Bipack</b>	
Magnetlist för automatisk igenkänning av insatser (utan magneter) [antal]	1