

ML
Magneter
för automatisk vagnigenkänning/spolarmsövervakning.



- 15 olika koder kan ställas in
- 6 magneter för den magnetlist som monterats på respektive insats

EAN: 4002512423083 / Materialnummer: 05267440 / Gamla materialnummer: 69745702D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Magnetlist för automatisk vagnavkänning	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål, Svart
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	75
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	70
Nettovikt i kg	0,85
Bruttovikt i kg	1,00