

ML
Magneter
för automatisk vagnigenkänning/spolarmsövervakning.



- 15 olika koder kan ställas in
- 6 magneter för den magnetlist som monterats på respektive insats

EAN: 4002512423083 / Materialnummer: 05267440 / Gamla materialnummer: 69745702D

| Produkttillhörighet | |
|---|-----------------------|
| Stora laboratoriediskmaskiner | • |
| Stora diskdesinfektorer, medicin | • |
| Modelltillhörighet | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Produktkategori | |
| Magnetlist för automatisk vagnavkänning | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål, Svart |
| Standard elanslutning | |
| Fasantal | 0 |
| Spänning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Total anslutningseffekt i kW | 0,00 |
| Säkring i A | 0 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 0 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 0 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 0 |
| Ytermått, brutt höjd i mm | 75 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 80 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 70 |
| Nettovikt i kg | 0,85 |
| Bruttovikt i kg | 1,00 |