

DGGL 4
Tillagningskär, hålat
för alla ångugnar DG förutom DG 7000.

EAN: 4002512445009 / Materialnummer: 05379570 / Gamla materialnummer: 22996087D



- För tillagning av grönsaker, fisk, kött och potatis utan sky
- Perfekt för upptining av frysta livsmedel
- Kapacitet: 4,0 l, nyttovolym: 3,1 l
- Yttermått B x D x H: 325 x 265 x 60 mm
- Proffstillbehör tillverkat i Europa