

E 520

Tillbehör

för optimal placering av rotkanalsinstrument.



- Passar för 17 rotkanalsinstrument
- Fällbar
- Kan ångsteriliseras vid 121 °C/134 °C

EAN: 4002512472524 / Materialnummer: 05409080 /

Gamla materialnummer: 68552001D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Vit.
Kapacitet	
Rotkanalinstrument [antal]	17
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	45
Yttermått, nettobredd i mm	75
Yttermått, nettodjup i mm	30
Yttermått, bruttohöjd i mm	80
Yttermått, bruttbredd i mm	95
Yttermått, bruttdjup i mm	110
Nettovikt i kg	0,05
Bruttovikt i kg	0,10