

E 520
Tillbehör
för optimal placering av rotkanalsinstrument.



- Passar för 17 rotkanalsinstrument
- Fällbar
- Kan ångsteriliseras vid 121 °C/134 °C

EAN: 4002512472524 / Materialnummer: 05409080 / Gamla materialnummer: 68552001D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Vit.
Kapacitet	
Rotkanalinstrument [antal]	17
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	45
Ytermått, nettobredd i mm	75
Ytermått, nettodjup i mm	30
Ytermått, bruttohöjd i mm	80
Ytermått, bruttbredd i mm	95
Ytermått, bruttdjup i mm	110
Nettovikt i kg	0,05
Bruttovikt i kg	0,10