


E 747

Tillbehör

för optimal placering av t.ex. centrifugeringsrör, vialer och reagensglas.



- 104 dysor för centrifugrör, vialer, reagensglas etc.
- 104 dysor, 2,5 x 110 mm

EAN: 4002512591218 / Materialnummer: 05464630 / Gamla materialnummer: 69574701D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
Produktkategori	
Tillbehör för reagensglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	104
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	168
Ytermått, nettobredd i mm	492
Ytermått, nettodjup i mm	496
Ytermått, bruttohöjd i mm	650
Ytermått, bruttbredd i mm	660
Ytermått, bruttdjup i mm	810
Nettovikt i kg	38,00
Bruttovikt i kg	44,00