


E 743

Tillbehör

för optimal placering av smalhalsade glas 100-500 ml.



- Med 36 dysor (E 351) 4 x 160 mm med hållare (E 353)

EAN: 4002512591164 / Materialnummer: 05555250 / Gamla materialnummer: 69574301D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsade glas [antal]	36
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	190
Ytermått, nettobredd i mm	492
Ytermått, nettodjup i mm	496
Ytermått, bruttohöjd i mm	170
Ytermått, bruttbredd i mm	530
Ytermått, bruttdjup i mm	560
Nettovikt i kg	9,70
Bruttovikt i kg	10,00