


E 744

Tillbehör

för optimal placering av smalhalsade glas 500-1000 ml.



- Med 16 dysor (E 352) 6 x 220 mm med hållare (E 354)

EAN: 4002512591171 / Materialnummer: 05555260 / Gamla materialnummer: 69574401D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	16
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	250
Ytermått, nettobredd i mm	492
Ytermått, nettodjup i mm	496
Ytermått, brutt höjd i mm	170
Ytermått, bruttbredd i mm	560
Ytermått, bruttdjup i mm	530
Nettovikt i kg	9,70
Bruttovikt i kg	10,00