

E 469

Spolhylsa

för optimal placering av urologiska MIC-instrument, L 300 mm, Ø 11 mm.



- Hätta, öppning Ø 6 mm
- Med fästspänne

EAN: 4002512598446 / Materialnummer: 05563950 / Gamla materialnummer: 69546901D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Spolhylsa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	300
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	145
Ytermått, bruttbredd i mm	265
Ytermått, bruttdjup i mm	155
Diameter i mm	6
Nettovikt i kg	0,05
Bruttovikt i kg	0,05