


E 750
Täcknät
för optimal fixering av diverse insatser.



- Placeringsram för fixering av insatser E 106 till E 111.
- Tillåter E 555/2, en beställning med E 135 för babyflaskor
- Tillåter E 735/2, en beställning med E 135 för babyflaskor

EAN: 4002512606288 / Materialnummer: 05567510 / Gamla materialnummer: 69575001D

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av nappflaskor	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	37
Ytermått, nettobredd i mm	544
Ytermått, nettodjup i mm	486
Ytermått, bruttohöjd i mm	570
Ytermått, bruttbredd i mm	600
Ytermått, bruttodjup i mm	550
Nettovikt i kg	0,85
Bruttovikt i kg	1,00