


A 18
Täcknät
för fixering av ömtåligt diskgodis.



- 1 mm trådflätverk, 5 mm maskvidd,
4 mm runtgående ram

EAN: 4002513118124 / Materialnummer: 05631080 / Gamla materialnummer: 69745006D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Lucka	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	20
Ytermått, nettobredd i mm	230
Ytermått, nettodjup i mm	430
Ytermått, bruttohöjd i mm	70
Ytermått, bruttbredd i mm	250
Ytermått, bruttodjup i mm	490
Nettovikt i kg	0,37
Bruttovikt i kg	0,55