


A 5
Hällskydd
för optimal fixering av ömtåligt diskods.



- Ram i rostfritt stål med plastnät (materialkvalitet PA 12)
- Kan användas i O 184 och U 184

EAN: 4002513126310 / Materialnummer: 05637190 /
Gamla materialnummer: 69500501D

Produkttilhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltilhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Täckskydd	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Ståltråd, plastöverdragen, Syntet
Färg	Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av diverse objekt	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	8
Ytermått, nettobredd i mm	280
Ytermått, nettodjup i mm	280
Ytermått, brutthöjd i mm	20
Ytermått, bruttbredd i mm	470
Ytermått, bruttdjup i mm	470
Nettovikt i kg	0,40
Bruttovikt i kg	0,55