


E 752

Tillbehör

för optimal placering av smalhalsade glas 100-1000 ml.



- Med 12 dysor (E 351) 4 x 160 mm med hållare (E 353)
- Med 13 dysor (E 352) 6 x 220 mm med hållare (E 354)

EAN: 4002513197471 / Materialnummer: 05647640 / Gamla materialnummer: 69575201D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	25
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	260
Ytermått, nettobredd i mm	492
Ytermått, nettodjup i mm	496
Ytermått, bruttohöjd i mm	170
Ytermått, bruttbredd i mm	530
Ytermått, bruttdjup i mm	560
Nettovikt i kg	9,70
Bruttovikt i kg	10,00