

E 523

Tillbehör

för optimal placering av 6 trådbrickor.



- Utrustad med 7 hållare (6 fack), H 145, avstånd 50 mm

EAN: 4002513199116 / Materialnummer: 05649700 / Gamla materialnummer: 69552301D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Insats för brickor/underlägg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	6
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	151
Ytermått, nettobredd i mm	220
Ytermått, nettodjup i mm	450
Ytermått, bruttohöjd i mm	195
Ytermått, bruttbredd i mm	240
Ytermått, bruttdjup i mm	495
Nettovikt i kg	1,40
Bruttovikt i kg	1,65