

E 801/1

Tillbehör

för optimal placering av 8 munsköljglas.



- Passar för 8 munsköljglas, max. Ø 75 mm
- Plastöverdragen

EAN: 4002513220650 / Materialnummer: 05673820 /

Gamla materialnummer: 68580102D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Diskmaskin, liten, dental	•
Mieles stora laboratoriediskmaskiner, Dental	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Stålråd, plastöverdragen
Färg	Vit.
Kapacitet	
Munsköljningsglas [antal]	8
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	155
Yttermått, nettobredd i mm	200
Yttermått, nettodjup i mm	320
Yttermått, bruttohöjd i mm	270
Yttermått, bruttbredd i mm	510
Yttermått, bruttdjup i mm	240
Nettovikt i kg	1,00
Bruttovikt i kg	1,50