

E 477
Stopp
för mikroinstrument.



- Kan användas i trådkorgar med 5 mm maskvidd
- 20 stycken per påse

EAN: 4002513239119 / Materialnummer: 05692390 / Gamla materialnummer: 69747701D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Grå
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, brutt höjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,03
Bruttovikt i kg	0,04