

E 476
Hållare
för mikroinstrument med en Ø på 4-8 mm.



- Kan användas i trådkorgar med 5 mm maskvidd
- 50 styck per påse

EAN: 4002513239454 / Materialnummer: 05692400 / Gamla materialnummer: 69747601D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategori	
Hållare	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Grå
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, brutthöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,07
Bruttovikt i kg	0,08