


E 470

Injektordysa

för användning i injektorvagn, Ø 2,5 x 90 mm.



- Passar för injektorvagn, fastskruvbar
- Passar t.ex. för flaskor, E-kolvar och rundkolvar

EAN: 4002513248814 / Materialnummer: 05701580 / Gamla materialnummer: 69547001D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Ståltråd, plastöverdragen, Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	90
Ytermått, nettobredd i mm	3
Ytermått, nettodjup i mm	3
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	100
Ytermått, bruttdjup i mm	150
Diameter i mm	3
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,03