

E 755
Tillbehör
för optimal placering av smalhalsade glas 25-100 ml.



- Utrustad med 36 dysor (E 470) 2,5 x 90 mm med hållare

EAN: 4002513248821 / Materialnummer: 05701590 / Gamla materialnummer: 69575501D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	36
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	130
Ytermått, nettobredd i mm	492
Ytermått, nettodjup i mm	496
Ytermått, bruttohöjd i mm	545
Ytermått, bruttbredd i mm	160
Ytermått, bruttdjup i mm	530
Nettovikt i kg	4,80
Bruttovikt i kg	5,40