


E 908/1

Tillbehör

för optimal placering av demonterbara MIC-instrument/arbetsinlägg eller optik.



- Maskvidd 8 x 1 mm (botten), sidorna slutna
- Inre indelning kan justeras manuellt med 4 slår
- Krok för ihakning i E 906/1

EAN: 4002513252286 / Materialnummer: 05704010 / Gamla materialnummer: 69590802D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för MIC-instrument	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av MIC-instrument	•
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	130
Ytermått, nettobredd i mm	460
Ytermått, nettodjup i mm	36
Ytermått, brutthöjd i mm	150
Ytermått, bruttbredd i mm	505
Ytermått, bruttdjup i mm	100
Nettovikt i kg	0,68
Bruttovikt i kg	0,85