

ML/2

Magnetlist

för automatisk avkänning av insats samt spolarmsövervakning.



- ML/2 är förutsättning för användning av spolarmsövervakning
- 5 magneter, kan kombineras valfritt
- 15 möjliga kombinationer

EAN: 4002513274158 / Materialnummer: 05723270 / Gamla materialnummer: 69745703D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Magnetlist för automatisk vagnavkänning	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål, Svart
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	9
Ytermått, nettobredd i mm	25
Ytermått, nettodjup i mm	275
Ytermått, brutthöjd i mm	95
Ytermått, bruttbredd i mm	205
Ytermått, bruttdjup i mm	315
Nettovikt i kg	0,17
Bruttovikt i kg	0,32