

DE-CS7-78

Maskinlock

för övre täckning av maskinen, 70 cm djupt, 90 cm brett.



EAN: 4002513297560 / Materialnummer: 05744740 / Gamla materialnummer: 69216009D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
Produktkategori	
Lucka	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	900
Ytermått, nettodjup i mm	700
Ytermått, brutthöjd i mm	50
Ytermått, bruttbredd i mm	820
Ytermått, bruttodjup i mm	1010
Nettovikt i kg	6,80
Bruttovikt i kg	8,60