

A 19
Täcknät
för fixering av ömtåligt diskgodis.



- Hålblåt 7 x 7 x 3 mm
- Passar för insats E 969

EAN: 4002513298758 / Materialnummer: 05746210 / Gamla materialnummer: 69796901D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Lucka	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	18
Ytermått, nettobredd i mm	251
Ytermått, nettodjup i mm	351
Ytermått, bruttohöjd i mm	70
Ytermått, bruttbredd i mm	275
Ytermått, bruttdjup i mm	515
Nettovikt i kg	0,55
Bruttovikt i kg	0,70