

E 757

Insats

för optimal placering av laboratorieglass med stor volym.



- Utrustad med 6 dysor
- Utrustad med en höjjusterbar hållarram
- Maximal lastningshöjd från hållarstjärnan: 610 mm

EAN: 4002513298772 / Materialnummer: 05746290 / Gamla materialnummer: 69575701D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7825	•
<b>Produktkategori</b>	
Övriga vagnar	•
Modul för laboratorieglass, stor volym	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Maximal lasthöjd i mm	610
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Laboratorieglass, stor volym [antal]	6
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	346
Ytermått, nettobredd i mm	530
Ytermått, nettodjup i mm	600
Ytermått, brutt höjd i mm	675
Ytermått, bruttbredd i mm	565
Ytermått, bruttdjup i mm	650
Nettovikt i kg	10,90
Bruttovikt i kg	10,90