

E 957

Insats

för optimal placering av upp till 12 laboratorieglass med stor volym.



- Utrustad med 12 dysor med Ø 10 mm
- Höjddjusterbar hållarram
- Magnetlist för automatisk avkänning av insats
- Max. lastningshöjd från hållarstjärna: 615 mm

EAN: 4002513298789 / Materialnummer: 05746300 / Gamla materialnummer: 69595701D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
Produktkategori	
Övriga vagnar	•
Modul för laboratorieglass, stor volym	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Maximal lasthöjd i mm	615
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Laboratorieglass, stor volym [antal]	12
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	353
Ytermått, nettobredd i mm	640
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, brutt höjd i mm	390
Ytermått, bruttbredd i mm	665
Ytermått, bruttdjup i mm	805
Nettovikt i kg	16,98
Bruttovikt i kg	17,45