

E 131/1

Tillbehör

för optimal placering av 5 trådkorgar eller rondsålar.



- Passar för 5 trådkorgar eller rondsålar
- Utrustad med 6 hållare, höjd: 160 mm mm, avstånd: 80 mm mm

EAN: 4002513317336 / Materialnummer: 05771030 /

Gamla materialnummer: 69513102D

<b>Produkttilhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltilhörighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats för trådkorg	•
Ställ för rondsålar/skålar	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Hållaravstånd i mm	80
Hållarhöjd i mm	160
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av OP-instrument	•
<b>Kapacitet</b>	
Rondsålar [antal]	5
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	168
Ytermått, nettobredd i mm	180
Ytermått, nettodjup i mm	495
Ytermått, brutthöjd i mm	185
Ytermått, bruttbredd i mm	200
Ytermått, bruttdjup i mm	530
Nettovikt i kg	0,61
Bruttovikt i kg	0,90