

E 131/1

Tillbehör

för optimal placering av 5 trådkorgar eller rondsålar.



- Passar för 5 trådkorgar eller rondsålar
- Utrustad med 6 hållare, höjd: 160 mm mm, avstånd: 80 mm mm

EAN: 4002513317336 / Materialnummer: 05771030 / Gamla materialnummer: 69513102D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Insats för trådkorg	•
Ställ för rondsålar/sålar	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Hållaravstånd i mm	80
Hållarhöjd i mm	160
Användningsområde	
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av OP-instrument	•
Kapacitet	
Rondsålar [antal]	5
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	168
Ytermått, nettobredd i mm	180
Ytermått, nettodjup i mm	495
Ytermått, bruttohöjd i mm	185
Ytermått, bruttbredd i mm	200
Ytermått, bruttdjup i mm	530
Nettovikt i kg	0,61
Bruttovikt i kg	0,90